

## МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ALPHASTAR

SURGICAL WORKPLACES



**С 1838 года компания MAQUET известна в мире медицины, как поставщик высококлассного оборудования** для оснащения операционных залов и отделений интенсивной терапии. Независимо от функционального назначения производимого оборудования, конструктивные решения медицинской техники с брендом MAQUET разрабатываются с учетом потребностей медицинского персонала и пациентов, отличаются высоким качеством, уникальным дизайном, удобной эргономикой.

**Многokrатно проверено на практике:** конструкция универсального операционного стола ALPHASTAR разработана с учетом многолетнего опыта инженеров компании и предусматривает возможность электрогидравлической регулировки всех важнейших функций от изменения высоты столешницы до автономного моторизованного перемещения стола. Модель операционного стола ALPHASTAR незаменима для использования в операционных общего профиля, так как может быть легко и быстро адаптирована для проведения различных хирургических операций.

MAQUET – The Gold Standard.

ООО «МАКЕ»  
Россия, 109004, Москва,  
ул. Станиславского,  
д. 21, стр. 7  
Тел.: (495) 514-0055  
Факс.: (495) 514-0056  
Сервисный центр  
Тел.: 8-800-333-6253  
info@maquet.ru  
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

# КОМФОРТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ОДНА МОДЕЛЬ – ЧЕТЫРЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ MAQUET – THE GOLD STANDARD

**Универсальность и надежность:** наряду с основной стандартной конфигурацией операционного стола ALPHASTAR специально разработаны три дополнительные версии:

- Модель ALPHASTAR PLUS чрезвычайно надежна и предназначена для пациентов весом до 450 кг
- Модель ALPHASTAR (низкая версия) отличается возможностью низкого расположения столешницы от 598 до 950 мм, что позволяет хирургам проводить операции, сидя на табурете
- Модель ALPHASTAR TOP оснащена электроуправляемым подголовником для анатомически правильной фиксации головы и специально разработана для проведения челюстно-лицевых, офтальмологических, ЛОР-операций и для пластической хирургии на лице

**Простота управления:** моторизованное плавное перемещение стола и другие регулировки осуществляются с помощью инфракрасного, кабельного пульта или ножной педали, что создает дополнительные удобства персоналу. Наличие системы центрального тормоза с электроприводом позволяет фиксировать стол на устойчивых опорных конструкциях колонны.

**ALPHASTAR** в комплекте со специальной приставкой для ортопедических операций



**ALPHASTAR TOP** модель 1132 с моторизованным подголовником

**Многофункциональность:** наличие большого количества взаимозаменяемых и легко присоединяемых к столешнице принадлежностей и аксессуаров позволяет использовать модель ALPHASTAR для проведения операций в ортопедии, травматологии, гинекологии, урологии, сосудистой хирургии и нейрохирургии. Использование реверсивной позиции пациента значительно расширяет возможности использования С-дуги во время операций и делает более удобной работу хирургов. Рама всех секций столешницы не имеет поперечных металлических конструкций. Матрац столешницы толщиной 80 мм выполнен из многослойного материала SFC и комфортен для пациентов, что особенно важно при длительных операциях.

## Технические характеристики:

ALPHASTAR	
Высота подъема столешницы	
1132.11	685-1125 мм
1132.12	598-950 мм
1132.13	685-1070 мм
Тренделенбург/Антитренделенбург	+30°/-30°
Латеральный наклон вправо/влево	18°
Наклон спинной секции	+68°/-25°
Наклон ножной секции	+80°/-105°
Максимальный вес пациента	
1132.11/12	270 кг
1132.13	450 кг
Длина стола	2095 мм
Ширина (с боковыми рельсами)	590 мм