

ФУНКЦИИ/ КОМПЛЕКТАЦИИ	Expert Energy	Expert plus	Expert	Profy plus	Profy	Energy Plus	Energy	Mobil	Hot
4 эргономичных ящика для хранения инструментов	-	V	-	V	-	V	-	V	-
Верхняя консоль с крышкой и лотками для инструментов	6 лотков	6 лотков	2 лотка	6 лотков	2 лотка	V	V	-	V
Система промывания уха с автоматическим контролем t <sup>0</sup> промывной воды	V	V	V	V	V	-	-	-	-
Аспиратор жидкости с регулировкой вакуума (в комплект входит ушная воронка) и накопителем секрета 2,5 литра	V	V	V	V	V	-	-	-	-
Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом	V	V	V	V	V	-	-	-	V
Система распыления медикаментов	V	V	V	V	V	-	-	-	-
Ложемент для медицинских распылителей и аспирационной воронки	V	V	V	V	V	-	-	-	-
Подключение к стационарной водопроводной системе	V	V	V	V	V	-	-	-	-
Система подогрева для 2-х эндоскопов	V	V	V	-	-	-	-	-	-
2 пластиковых ёмкости для антисептически эндоскопов	V	V	V	-	-	-	-	-	-
Быстрый подогрев гортанных зеркал	V	V	V	-	-	-	-	-	-
2 галогеновых источника света	V	V	V	-	-	-	-	-	-
Радиохирургический аппарат VM 780 Sutter (Германия)	V	-	-	-	-	V	V	-	-
Аспиратор дыма с 3-ступенчатой системой очистки	V	-	-	-	-	V	V	-	-

ДОП.ОПЦИИ/ КОМПЛЕКТАЦИИ	Expert Energy	Expert plus	Expert	Profy plus	Profy	Energy Plus	Energy	Mobil	Hot
ПО для документирования клинической картины	V	V	-	V	-	-	-	-	-
Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли	V	V	-	V	-	V	-	V	-
Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности	V	V	-	V	-	V	-	V	-

