

Mindray WATO EX- 30/20

Наркозно-дыхательные аппараты серии WATO EX-30 и EX-20 подходят для проведения общей анестезии во время хирургических операций у широкого контингента пациентов: как у взрослых, так и у детей. Серия WATO отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности и удобный пользовательский интерфейс. Аппараты серии оснащены основными функциями мониторинга.

Цветной ЖК-дисплей обеспечивает отображение до 3 кривых для таких показателей, как "Paw" (ДДП), "TVe" (ДОВыд), "MV" (МВ), "Ppeak" (Дпик), "Pmean" (Дср), а также параллельное отображение графиков давления и потока.

Помимо основных режимов вентиляции на аппаратах WATO предусмотрены расширенные режимы, в частности режим вентиляции с поддержкой давлением (PSV), применяемый при самостоятельном дыхании пациента.

Широкие возможности просмотра данных: до 24 часов данных трендов по эпизодам подачи сигналов тревоги. Наряду со встроенными функциями мониторинга аппараты WATO поддерживают внешний мониторинг EtCO₂ в боковом потоке.



Технические характеристики Mindray WATO EX-30, EX-20

	WATO EX-20	WATO EX-30
Цветной дисплей вентилятора	7"	8,4"
Подача газов	O ₂ , O ₂ + N ₂ O, O ₂ + N ₂ O + воздух	O ₂ , O ₂ + N ₂ O, O ₂ + N ₂ O + воздух
Рабочая поверхность	Да	Да
Количество испарителей	До 2	До 2
Светодиодная подсветка рабочей поверхности	Нет	Опционально
ACGO (система эвакуации отработанных газов)	Нет	Активная / Пассивная
Электронный РЕЕР	Да	Да

Испарители	Изофлуран, энфлуран, севофлуран, галотан, десфлуран	Изофлуран, энфлуран, севофлуран, галотан, десфлуран
Вентиляция, управляемая по объему (VCV)	40-1500 мл, с компенсацией дыхательного объема	40-1500 мл, с компенсацией дыхательного объема
Вентиляция по объему	Опционально	Да
Синхронная принудительная вентиляция (SIMV)	Нет	Опция
Мониторинг давления в дыхательном контуре	Да	Да
Мониторинг ингаляционного кислорода	Да	Да