



ZERTS

Оснащение кабинета врача - гинеколога частного медицинского центра с использованием оборудования ZERTS

По степени востребованности гинекологические услуги в частном медицинском центре занимают второе место после стоматологических услуг.

Поэтому проблема открытия гинекологического кабинета или расширения спектра гинекологических услуг достаточно актуальна как для нового медицинского центра, готовящегося получить лицензию, так и для успешно работающего центра, который расширяет свою деятельность.

Основным документом, на основании которого происходит комплектация кабинета является *Приказ МЗ от 1 ноября 2012 г. n 572н Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"*

Использование вышеперечисленного оборудования значительно расширяет перечень врачебных лечебно- диагностических манипуляций и позволяет увеличить объем и качество гинекологической помощи, и соответственно, поток пациентов центра.

Медицинские центры организуют пространство двумя способами.

Организуют манипуляционную/ процедурную непосредственно примыкающую к кабинету врача- гинеколога.

Или выделяют отдельное помещение для более серьезных вмешательств и лечебно- диагностических процедур , которые можно производить как под местной анестезией (абляции, диссекции, биопсии, конизации) , так и под внутривенным наркозом (удаление кист, полипов, офисная гистероскопия).

Сразу встает вопрос по подбору оборудования, которое позволит осуществлять как можно широкий спектр услуг с минимальным восстановительным периодом и отсутствием послеоперационных осложнений. Как результат закупается довольно большое количество оборудования различных марок , исходя из критерия « цена – качество». После этого врачи сталкиваются с двумя основными проблемами. Первое – как разместить все это на относительно небольшой площади кабинета. Второе кто будет заниматься сервисом и ремонтом этого оборудования.

Выход в сотрудничестве с компаниями, которые занимаются комплексным оснащением гинекологических отделений и кабинетов. Как пример можно рассмотреть сотрудничество с компанией Zerts Medical (Москва). Компания является эксклюзивным дилером кольпоскопов экспертного класса Carl Zeiss (Германия) и российских кольпоскопов ЗЕНИТ, эксклюзивно представляет в России и СНГ немецкие радиножи SUTTER, лидирующие на европейском рынке , имеет собственно производство гинекологических кресел ZERTS, УЗИ – кушеток, гинекологических комбайнов и медицинской мебели для оснащения гинекологических отделений и кабинетов.

Таким образом, приобретя оборудование «под ключ» у одного производителя сразу решается большое количество проблем по сопровождению оборудования . Оборудование хорошо сочетается и выдерживается единый стиль центра и кабинета.



Гинекологический комбайн или рабочее место врача- гинеколога, так же предоставляет достаточно эффективное решение для оснащения кабинета. Гинекологический комплекс ZERTS Multifunction полностью удовлетворяет потребности гинекологического кабинета и предоставляет основной набор медицинской техники, необходимый для лицензирования медицинского центра в соответствии с приказом МЗ №572-н



Приобретя комплекс центр получает:

1. Кольпоскоп (Carl Zeiss или Зенит)
2. Кресло гинекологическое ZERTS (Россия)
3. Стул врача ТМС-1(Россия)
4. Радионож SUTTER с набором гинекологических электродов
5. Аспиратор дыма и газов
6. Хирургический отсос- аспиратор
7. Блок осветителей для гистероскопов
8. Два бактерицидных модуля для поддержания стерильности инструментов
9. Блок подогрева инструментов
10. Компьютер со специально вынесенным экраном для демонстрации пациентки кольпоскопической картины и архивации базы данных исследований.

В соответствии с редакцией СНиП 2.08.02-89 и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" современные стандарты оснащения и строительные нормы и правила регламентируют качественные параметры медицинских кабинетов.

Кабинет гинеколога должен быть не менее 18 (а при наличии гинекологического кресла 26) кв.м, Процедурная и манипуляционная должны быть не менее 18 кв.м каждая.

Высота кабинетов должна быть не менее 3 м, а глубина не более 6 м. В некоторых случаях, при достаточном планировочном воздушном кубическом объеме (37,7 м³ на одного работающего), допускается уменьшение высоты помещения до 2,6 м, с учетом используемого оборудования.

Оснащение кабинетов медицинской мебелью производится на основании стандартных требований САНПИН к оснащению медицинских учреждений мебелью.


В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" к медицинской мебели выдвигаются следующие условия:

п. 8.3. Рабочие места персонала должны быть устроены с учетом эргономических требований.

п. 8.7. Поверхность сидений (стулья, скамьи, банкетки, др.) для пациентов и персонала должна быть изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью.

п.8.8. В лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет акушера-гинеколога



Кабинет акушера- гинеколога

1. Гинекологический комбайн PERFECT или GIN+
2. Кресло гинекологическое ZERTS
3. Стул врача ТМС-2
4. Кольпоскоп Carl Zeiss 150 FC
5. Ширма 3-з секционная ZERTS
6. Мойка одинарная 102-002-1М
7. Бактерицидный модуль 102-003Б
8. Модуль 102-001-4С
9. Подвесные шкафы 104-002-10
10. Холодильник 102-003Х
11. УЗИ кушетка ZERTS
12. Шкаф 105-003-2
13. Модуль 102-001
14. Модуль для оборудования 102-003
15. Кушетка смотровая 112-001-2
16. Стул ИЗО
17. Кресло врача «РОЛЬФ»
18. Стол врача 106-003-2
19. Аппарат УЗИ- диагностики

Оснащение сертифицированной медицинской мебелью Winkelstz производства ZERTS (Россия) (см. Приложение 1) позволяет полностью укомплектовать как кабинет врача- гинеколога совмещенный с процедурной- манипуляционной, так и дополнительную манипуляционную – малую операционную.

Манипуляционная-перевязочная 18 кв.м

