

Медицинский отсасыватель (аспиратор) Atmos C 161 DDS



Описание:

Медицинский отсасыватель Atmos C 161 Aspirator DDS - надёжная аспирация с незначительными дополнительными затратами для аспирации дыхательных путей!

Преимущества медицинского отсасывателя Atmos 161:

- Удобное использование
- Тройная защита от переполнения:
 - новейшая технология фильтра;
 - встроенная защита от переполнения;
 - система прямой стыковки (DDS)
- Плавный регулятор и прецизионный указатель вакуума
- Контрольное окно для быстрой визуальной проверки прибора на „перелив“
- Ёмкость автоклавируется до 1000 раз!
- Использование амбулаторное, в домашних условиях, патронаж.

Технические характеристики:

мощность	16 ± 2 л/мин
вакуум плавный регулятор и прецизионный указатель уровня вакуума,	-80 ± 2 кПа /-800 ± 20 мБар / -600 ± 15 мм.рт.ст.
градуированная ёмкость крышка ёмкости с тройной защитой от переполнения	1 л
DDS-антибактериальный фильтр	
шланг отсасывателя	Ø 6 мм, L = 1,30 м
Стерилизация	134°C
сетевой кабель 2 м	230 V~/50/60 Гц

Комплект поставки

Дополнительные опции:

- Градуированная ёмкость для секрета 1 л, PPSU
- Крышка ёмкости для секрета (включая 1 запасной DDS-фильтр)
- Соединитель шланга
- Тележка для прибора на 4-х роликах, для самостоятельного монтажа

Цену уточняйте у наших менеджеров