

Наркозно-дыхательный аппарат Primus Infinity Empowered



Описание:

Primus Infinity Empowered - новейшее решение в области анестезии, поднимающее эффективность и надежность управления рабочими процессами и информацией на новый уровень. Новый представитель известного семейства наркозных аппаратов Dräger Primus поднимает эффективность и надежность управления рабочими процессами и информацией на новый уровень.

Технические характеристики:

Основные преимущества наркозно-дыхательного аппарата Primus Infinity Empowered:

- **Повышение эффективности лечебного процесса**

Обеспечивая вам почти мгновенный доступ ко всем данным о пациенте, **Primus Infinity Empowered** с опцией Omega Widescreen упрощает процесс принятия решений. Концепция единого интуитивного интерфейса пользователя, интегрирующего мониторинг пациента, информационные технологии и средства принятия решений по всей больнице позволяет повысить отдачу и эффективность работы персонала и качество важной с медицинской точки зрения информации – с минимальными затратами времени и сил.

- **Инновационные функции**

Высокая точность измерения расхода свежего газа, возможность настройки параметров дыхательного объема от 5 мл и частоты дыхания до 100 в минуту что гарантирует превосходные характеристики анестезии и вентиляции для новорожденных. Функция Volume Autoflow сочетает в себе контроль вентиляции по объему и давлению. Функция CPAP обеспечивает эффективное спонтанное дыхание при заданном давлении.

- **Оптимальный доступ к информации**

Представьте себе полнофункциональный, современный наркозный аппарат, который без проблем интегрируется с информационной системой вашей больницы, и вы можете почти мгновенно получить доступ к истории болезни пациента, его анализам, рентгеновским снимкам и другим данным – даже не отходя от постели больного. Система Primus Infinity Empowered с опцией Omega Widescreen разрабатывалась как часть Infinity Acute Care – системы, которая поднимает интеграцию терапии и информации на новый уровень.

- **Высокая точность установки параметров**

В системе **Primus Infinity Empowered** используется вентилятор “E-Vent plus” с электрическим приводом в сочетании с преимуществами компактного, обогреваемого дыхательного контура. Дополнительная функция Econometer помогает пользователю установить оптимальный расход свежего газа, при анестезии низким или минимальным потоком, который позволяет снизить вероятность послеоперационных осложнений и потребление анестетика на 50%*.

- **Улучшенные автоматические системы безопасности**

Наркозный аппарат Primus Infinity Empowered готов к работе с новой системой Dräger RFID для обнаружения принадлежностей Infinity ID. Эта система будет автоматически проверять работоспособность наркозного аппарата и предупреждать о соблюдении интервала смены расходных материалов.

* Jan Baum, Die Inhalationsnarkose mit niedrigem Frischgasfluß, Thieme, 1998

Цену уточняйте у наших менеджеров