

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ZERTS Multifunction®

для гинекологии, урологии, проктологии



- ✓ Комбайн ZERTS Multifunction® - наиболее полный и универсальный набор современного оборудования для эффективного оснащения кабинета гинеколога, уролога или проктолога в одном компактном корпусе
- ✓ Модульная система позволяет скомпоновать множество вариантов Комбайна. Функциональные модули и блоки соединяются между собой, образуя единый комплекс
- ✓ Мобильность комплекса ZERTS Multifunction® обеспечивает дополнительное удобство при работе с пациентом

## ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН GIN Plus

Наиболее полный и универсальный комплекс с радиохирургическим блоком и системой хранения данных, возможностью интеграции эндоскопического оборудования и кольпоскопа любого производителя

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс
- Возможность использования эндоскопов любого производителя

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Радиохирургический аппарат VM 780 II (Sutter, Германия) в комплекте с педалью, ручками-держателями, пластиной нейтрального электрода
- Система аспирации дыма с 3-х ступенчатой очисткой воздуха
- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (компьютерный моноблок с кронштейном)
- Функциональная консоль для размещения монополярной ручки-держателя электрода, биполярного коннектора, шланга аспиратора дыма и аспиратора жидкости
- 4 эргономичных полновыкатных ящика для хранения



**GIN Plus**  
1100x590x1070мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Хирургический аспиратор с накопителем секрета 2,5 литра
- Набор инструментов для радиоволновой хирургии в гинекологии (все инструменты многоразовые и автоклавируемые)
- Программа для архивации и обработки данных исследований (кольпоскопических и эндоскопических)
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа
- Портативная USB видеокамера для эндоскопа
- Держатель/замок для видеокамеры эндоскопа
- Полка для дополнительного оборудования/ клавиатуры
- Система подогрева инструментов в верхней консоли
- Кресло смотровое гинекологическое ZERTS со стулом врача
- Возможность использования эндоскопов любого производителя
- Возможность интеграции кольпоскопов любого производителя
- Медицинская мебель по размерам кабинета



**GIN Plus + hot 45°**

## УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН URO Plus

Универсальный набор оборудования для оснащения амбулаторного кабинета уролога с использованием радиоволновой хирургии

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Радиохирургический аппарат VM 780 II (Sutter, Германия) в комплекте с педалью, ручками-держателями, пластиной нейтрального электрода
- Система аспирации дыма с 3-х ступенчатой очисткой воздуха
- Функциональная консоль для размещения монополярной ручки-держателя электрода, биполярного коннектора, шланга аспиратора дыма и аспиратора жидкости
- 4 эргономичных полновыкатных ящика для хранения
- Полка для дополнительного оборудования



**Uro Plus**  
1100x590x1070 мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Набор инструментов для радиоволновой хирургии в урологии (все инструменты многоразовые и автоклавируемые)
- Полка для клавиатуры
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа, возможность использования эндоскопов любого производителя
- Кресло смотровое урологическое со стулом врача
- Медицинская мебель по размерам кабинета



**Uro Plus + mobil 0°**

## ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН PROCTO Plus

Универсальный набор оборудования для оснащения кабинета с радиохирургическим блоком и системой хранения данных, возможностью интеграции эндоскопического оборудования любого производителя

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Радиохирургический аппарат VM 780 II (Sutter, Германия) в комплекте с педалью, ручками-держателями, пластиной нейтрального электрода
- Система аспирации дыма с 3-х ступенчатой очисткой воздуха
- Функциональная консоль для размещения монополярной ручки-держателя электрода, биполярного коннектора, шланга аспиратора дыма и аспиратора жидкости
- Система хранения данных исследований и результатов диагностики (компьютерный моноблок с кронштейном)
- 4 эргономичных полновыкатных ящика для хранения



**Procto plus**  
1100x590x1070мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Хирургический аспиратор с накопителем секрета 2,5 литра
- Набор инструментов для радиоволновой хирургии в проктологии (все инструменты многоразовые и автоклавируемые)
- Программа для архивации и обработки данных, полученных после эндоскопического исследования
- 2 галогеновых источника холодного света 150 Вт
- Портативная USB видеокамера для эндоскопа
- Держатель/замок для видеокамеры эндоскопа
- Полка для клавиатуры
- Светодиодный источник холодного света для эндоскопа любого производителя
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Система подогрева инструментов в верхней консоли
- Кресло смотровое проктологическое со стулом врача
- Медицинская мебель по размерам кабинета



**Procto Plus + mobil 90°**

## СЕРИЯ МОДУЛЕЙ ENERGY для радиохирургии

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус с антимикробным покрытием
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)
- Радиохирургический аппарат VM 780 Sutter (Германия)
- Система аспирации дыма (3 ступенчатая очистка)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Набор инструментов для радиоволновой хирургии
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность
- Стабилизатор напряжения



**Energy**  
510x590x1070мм



**Energy plus**  
1100x590x1070мм

## mobil дополнительная система хранения

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус 580x 590x1070мм (10 стандартных цветов) с 4-мя эргономичными ящиками для хранения инструментов

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность



## hot дополнительный блок для подогрева инструментов и утилизации

- Соединяется с дополнительными блоками столешницей (0°, 90°, 45°), образуя единый комплекс

### ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Металлический корпус 480x590x1070мм (10 стандартных цветов)
- Консоль с лотком и емкостями (склянки, банки с крышкой, стаканы)
- Ящик для хранения с подогревом инструментов
- Ящик для сброса использованных инструментов с электроприводом (открывается при нажатии на фасад, комплектуется емкостью из нержавеющей стали)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Верхняя консоль с металлической крышкой и лотками для инструментов
- Дополнительная стыковочная рабочая поверхность
- Дополнительная система подогрева инструментов в верхней консоли
- Бактерицидная лампа в верхней консоли для сохранения стерильности



## КРЕСЛО СМОТРОВОЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УРОЛОГИЧЕСКОЕ/ПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ

- Грузоподъемность до 230 кг обеспечивают бесшумные мощные электромоторы LINAK (Дания)
- Возможность опустить кресло до 43 см от пола позволяет использовать его для детей, пожилых и ослабленных пациентов
- Независимая регулировка высоты, наклона спинной и тазовой секции с помощью ножного пульта управления
- Полиуретановые опоры по Геппелю еврообразца регулируются по высоте и углу поворота
- Подколенники и ручки для пациента легко снимаются (удобно использовать в операционной)
- Положение Тренделенбург -23°
- Горизонтальное положение кресла и дополнительная ножная секция дает возможность использовать его как кушетку
- Бесшовная технология обивки обеспечивает легкую обработку дезсредствами
- Обивка - искусственная винилискожа SKADEN (Польша), устойчивая к дезсредствам и УФ облучению (более 30 цветов обивки)



## СТУЛ ВРАЧА

компактное и удобное рабочее кресло врача с возможностью регулировки высоты. Различные варианты комплектации, цвета

- Различные формы: со спинкой, без спинки, анатомическая форма
- Дополнительно табурет может оснащаться кольцом для опоры ног врача
- Для удобства позиционирования стул врача может поставляться в двух вариантах (с низким и высоким газ-патроном)
- Обивка - искусственная винилискожа SCADEN (Польша), устойчивая к химическим дезинфектантам и УФ облучению. Возможность заказа более 30 цветов обивки
- При обтяжке применяется бесшовная технология, что облегчает обработку дезинфицирующими средствами



## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ZERTS Multifunction®

### МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ

Многофункциональный Комплекс ZERTS Multifunction® представляет из себя модульную систему, которая обеспечивает возможность множества вариантов комплектации Комбайна


Функциональные модули и блоки соединяются между собой специальной столешницей (0°, 45°, 90°), образуя единый комплекс - Комбайн ZERTS Multifunction®

**Составьте свой комплект модулей и блоков, мы соединим их в единый комплекс**



## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

международная цветовая палитра RAL K7 Original



**МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ  
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА В РОССИИ**